

# PuriFlash キャンペーン

## Flash/Prep クロスオーバー精製装置

### 高性能 ELSD内蔵 Flash/Prep HPLC クロスオーバー puriFlash 5.050

- 流速 : 250 mL/min
- 耐圧 : 50 bar
- 200-400 nm 5波長設定 (λ ALL含)
- ELSD 内蔵 (蒸発光散乱検出器)

[Flash カラム]

粒子径 : 15 μm~

カラムサイズ : 4 - 800 g



[Prep カラム]

粒子径 : 10 μm~ (C18)



カラムサイズ : 1 - 8cm ID



#### 《ELSD SAGAテクノロジー》

ゲインの自動調整により常に最適な検出強度でELS検出できます。

強度の低い化合物の取り逃しや強度の高い化合物のピークトップがサチュレーションすることを防ぎます。



#### PF5.050は分取HPLCも網羅します！

1. 高流速対応 ダブルプランジャーポンプ搭載  
250mL/minの高流速、高精度なグラジエントを実現  
1-5%などの低濃度混合も再現性抜群！
2. フラッシュ業界最高峰の分離能  
15μmカラムの性能をフルに発揮できる装置との組合せ  
Prep-HPLC (10um C18)も対応可能！
3. フルインテグレートELSD
  - ◆ 検出強度の自動調整によるオートスケール
  - ◆ 常に洗浄溶媒によりコンディションを良好に維持
  - ◆ UV検出が難しい化合物の代替検出器として最適

期間 : 2022年9月から2023年3月末日まで

定価 : 7,930,000- (税抜) → **5,300,000-** (税抜)

Address : 〒136-0071  
東京都江東区亀戸6-1-8亀戸トーセイビル II 8F  
E-mail: [info.japan@advion-interchim.com](mailto:info.japan@advion-interchim.com)  
Web: [www.advion-interchim.com](http://www.advion-interchim.com)